



FJ300-SH 数显恒速高速分散均质机

1、产品应用

实验室高速分散均质机采用结构紧凑的串激式微型高速电机驱动，适用于实验室对粉碎实验物料在液体介质中进一步分散均质。该机由高密度压铸铝合金为机体的驱动主机、优质不锈钢精制的分散均质工作头及调速机座等组成。具有主机驱动转速高、输出功率大，工作头装卸便捷，实验操作简便等特性。

2、产品特点

1. 驱动电机采用输出功率大、结构紧凑的串激式微型电机，设计安全可靠。
2. 工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。
3. 工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活。

上海沪析实业有限公司

Shanghai Huxi Industry Co., Ltd.,

4. 调速机座采用无极调速器，调速方便，运转稳定。

3、技术参数

型号	FJ300-SH
货号	1004005001
转速范围	300-18000r/min
处理量	100-13000ml
输入功率	510W
输出功率	300W
使用电源	AC 220 V 50 Hz
额定转矩	68N. cm
工作头配置	Φ 28mm， Φ 36mm
工作方法	断续
外形尺寸（长×宽×高）	200*315*780mm
包装尺寸（长×宽×高）	840*320*163mm
毛重	11kg

4、工作头参数

工作头		
工作头规格	28G	36G
处理量ml（H2O）	100-8000	150-13000



上海沪析实业有限公司
Shanghai Huxi Industry Co., Ltd.,

适合粘度mpa. s	6000	7000
转子线速度s/m	19	27
侵入液体高度mm	60/155	60/160
定子直径mm	Φ 28	Φ 36
工作头长度mm	235	240
使用温度℃	120	120
工作头材质	SS304	SS304
工作头轴承材质	PTEE	PTEE

5、装箱清单

均质主机	1台
立柱	1根
平板底座	1块
工作头	2个
电源线	1根
固定扳手	1件
内六角扳手	1件
电刷（备件）	1副
保修卡&合格证&说明书	1份